

A E S S O A


M I C R O C A N N U L A



Smart Beauty[®]

Con aguja de punción

La cánula AESSOA consta de una microcánula con aguja guía. Esto proporciona más comodidad a los profesionales.




Pared ultradelgada

Se necesita menos presión de inyección debido a su calibre interno más amplio. Permite una inyección suave y controlada. Las soluciones de alta viscosidad se pueden insertar a través de agujas extrafinas.

Cuerpo de cánula premium

La artesanía y la tecnología de AESSOA y la calidad superior del cuerpo de la aguja han creado una cánula ultrafina para reducir la incomodidad del paciente durante la punción y disminuye la hemorragia e hinchazón. La aguja de pared ultrafina reduce con éxito la resistencia a la fricción, minimizando el dolor y el sangrado durante la punción.



Calibre (G)	Longitud (mm)
27G	40
25G	40
25G	50
23G	50
22G	50

18G	110
16G	100
14G	100

Aesthetic Group

@SmartBeauty.es



www.SaBeauty.es