



TENEMOS TODO LO QUE NECESITAS

IMPLANTOLOGÍA · REGENERACIÓN · SOLUCIONES DIGITALES

DESCUBRE UN MUNDO DE SOLUCIONES DENTALES AVANZADAS



Desde hace más de 35 años, Alpha-Bio es reconocida en todo el mundo como una de las marcas líderes en el campo de la implantología, comprometida con la excelencia, la innovación y los más altos estándares de calidad.

Líder global en soluciones avanzadas de cirugía, regeneración oral y tecnología digital para el sector dental, Alpha-Bio es una marca global, con presencia en más de 50 países en Europa, LATAM y Asia.

La compañía pertenece a **Envista Holdings Corporation**, un Grupo Empresarial que gestiona más de 30 marcas del sector dental en todo el mundo.



Somos Alpha-Bio Iberia.

Llevamos años trabajando para conocer tus necesidades y estamos comprometidos con la búsqueda de nuevas soluciones adaptadas a tu día a día, para ayudarte a alcanzar el éxito en cada uno de tus casos.

Ponemos a tu disposición **todo el material y el equipamiento** que necesitas para tu práctica clínica. Desde implantes dentales, hasta las soluciones protésicas más avanzadas, pasando por el mejor equipamiento para garantizar la optimización de los flujos digitales en tu negocio. Además, ponemos a tu disposición nuestra línea de formación a través de nuestra **Alpha-Bio Academy**.

Queremos ser tu **partner de confianza**, apoyándote en cada paso para garantizar el éxito de tu clínica.

TABLA DE CONTENIDO



IMPLANTOLOGÍA 2

Implantes dentales.....	2
Kit de Cirugía guiada (Gstk)	3
ConiPro Complete	4



REGENERACIÓN 6

Xenoinjerto.....	6
Rascador óseo.....	7
Sistemas de fijación.....	7



SOLUCIONES DIGITALES 8

Escáneres intraorales	8
Impresión 3D.....	9



EQUIPAMIENTO..... 10

Fresadora CAD/CAM.....	10
Centrífuga clínica	10
Monitorizador de osteointegración.....	10
Termoformadora.....	10
Piezoeléctricos	11
Micromotores.....	11



ARMONIZACIÓN OROFACIAL..... 12



ALPHA-BIO ACADEMY 13



IMPLANTES DENTALES

Alpha-Bio Iberia te presenta su sistema de implantes dentales. En el desarrollo de su diseño se han priorizado la **simplicidad**, la **calidad** y la **versatilidad**. Los implantes Alpha-Bio Iberia son aptos para todos los casos clínicos, tanto simples como complejos.



Catálogo Alpha-Bio TEC
DESCÁRGALO AQUÍ



MULTINEO

CONEXIÓN CS · CHC · HI

TIPO DE HUESO II, III, IV

BENEFICIOS CLÍNICOS

- Óptima estabilidad primaria.
- Alta preservación del hueso.
- Las microespiras aumentan un 20% la superficie BIC
- Reduce la presión del área cortical.
- Cuerpo similar al osteótomo.
- Eficiente capacidad de corte



MULTINEO NINA

CONEXIÓN CS · CHC

TIPO DE HUESO II, III, IV

BENEFICIOS CLÍNICOS

- Óptima estabilidad primaria.
- Alta preservación del hueso.
- Las microespiras aumentan un 20% la superficie BIC
- Aumento de la adhesión al hueso
- Incremento del BIC
- Acelera el proceso de cicatrización



DFI

CONEXIÓN CS

TIPO DE HUESO I, II, III

BENEFICIOS CLÍNICOS

- De fácil estabilización y control durante la colocación.
- Estabilidad a largo plazo
- De amplia superficie



NICE

CONEXIÓN CHC

TIPO DE HUESO I, II, III, IV

BENEFICIOS CLÍNICOS

- Distribución mejorada del estrés y la fatiga del implante.
- Respalda un amplio rango de indicaciones clínicas
- Penetración controlada en el hueso



ICE

CONEXIÓN HI

TIPO DE HUESO I, II, III, IV

BENEFICIOS CLÍNICOS

- Distribución mejorada del estrés y la fatiga del implante.
- Respalda un amplio rango de indicaciones clínicas
- Penetración controlada en el hueso



SPIRAL

CONEXIÓN HI

TIPO DE HUESO III, IV


BENEFICIOS CLÍNICOS

- Alta condensación del hueso.
- Alta estabilidad inicial.
- Autorroscante.
- Redirección del implante durante la colocación.
- Penetración en pequeño diámetros

KIT DE CIRUGÍA GUIADA (GSTK)

TE GUIAMOS HACIA EL ÉXITO CLÍNICO

Todo lo que necesitas para realizar **procedimientos de cirugía guiada precisos y predecibles**, utilizando un kit completo, autoclavable y codificado por colores.



- PREPARACIÓN DEL SITIO
- OSTEOTOMÍA
- COLOCACIÓN DEL IMPLANTE
- HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

La disposición modular de las bandejas GSTK admite procedimientos de cirugía guiada desde la preparación del lecho hasta la implantación final.


Compatible con todos los implantes Alpha-Bio Tec., para casos edéntulos totales o parciales.

Con el apoyo de una selección de software de cirugía guiada, que te permite planificar tus casos con el software que elijas.



conipro

complete



Catálogo ConiPro Complete

DESCÁRGALO AQUÍ



CONEXIÓN CÓNICA DE PRINCIPIO A FIN PARA RESULTADOS PREDECIBLES Y ESTÉTICOS

ConiPro Complete es una de las soluciones protésicas más avanzadas del mercado.


ConiPro es una filosofía de trabajo basada en una solución protésica premium para los implantes Alpha-Bio de conexión cónica, que proporciona una alta predictibilidad del tratamiento y estética en los resultados clínicos a largo plazo.

Esta Nueva Línea incorpora 3 novedades que conforman la filosofía de trabajo "más tejido, menos titanio":

1) Conexión cónica CS, que optimiza el sellado implante-pilar; 2) Perfil de Emergencia súper-cóncavo, que facilita la conformación de los tejidos blandos y 3) Aditamentos versátiles, que ofrecen una amplia gama de alturas gingivales para diversas necesidades clínicas.

Esto se traduce en una serie de beneficios clave para el paciente, como evitar la filtración bacteriana y la pérdida ósea marginal garantizando la preservación de los tejidos duros y blandos alrededor del implante. Además de garantizar unos resultados estéticos elevados y duraderos que se ajustan a las necesidades de cada paciente.

conipro
complete



SOLUCIONES PROTÉSICAS

ARMONÍA DE DISEÑO, SINERGIA CÓNICA

El sistema protésico completo ConiPro está diseñado para proporcionar un **manejo óptimo de los tejidos blandos y una alta estética**, e incluye pilares de cicatrización, transferencias de cubeta abierta y cerrada, pilares temporales y cementados, y componentes CAD/CAM.



Nuevo perfil de emergencia cóncavo y anodización dorada



Amplia gama de alturas gingivales con el mismo perfil de emergencia



Diseñado para la colocación de implantes subcrestales



Proceso de restauración integral con resultados estéticos elevados

XENOINJERTO

El xenoinjerto es un material de origen animal utilizado en odontología para **regenerar o reconstruir tejidos óseos** en diferentes procedimientos. Promueven la formación de nuevo hueso en áreas donde se ha perdido estructura ósea, proporcionando una base sólida para futuros implantes.



Precios Regeneración 2024

DESCÁRGALOS AQUÍ



SUSTITUTOS ÓSEOS



MATRIXOSS™

ORIGEN: PORCINO

PRESENTACIÓN: VIAL O JERINGA

CARACTERÍSTICAS

- Estructura de micro y macro poros, que facilita la adhesión celular.
- Alta porosidad que favorece la formación de nuevos capilares sanguíneos, favoreciendo la formación de nuevo hueso.

INDICACIONES

- Elevaciones de seno
- Defectos periodontales infraóseos

MEMBRANAS REABSORBIBLES



MATRIXFLEX™

GROSOR 0.5 mm

TIEMPO DE REABSORCIÓN 3-4 MESES

CARACTERÍSTICAS

- Membrana de colágeno altamente purificado de origen porcino.
- Rápida reabsorción.
- Elasticidad moderada.

INDICACIONES

- Técnica de la salchicha.
- Regeneración en anchura.
- Defectos de morfología irregular.

MATRIXDERM™

GROSOR 0.3-0.5 mm

TIEMPO DE REABSORCIÓN 6-9 MESES

CARACTERÍSTICAS

- Membrana de colágeno procedente de dermis porcina.
- Reabsorción media.

INDICACIONES

- Defectos que requieren mayor tiempo de cicatrización
- Tratamientos periodontales.

MATRIXDERM™ EXT.

GROSOR 0.5-0.7 mm

TIEMPO DE REABSORCIÓN 9-12 MESES

CARACTERÍSTICAS

- Membrana de colágeno derivada de dermis porcina.
- Reabsorción lenta

INDICACIONES

- Cirugías que requieran una membrana más firme y de mayor tiempo de reabsorción.



REGENERACIÓN

SISTEMAS DE FIJACIÓN

CHINCHETAS Y COMPLEMENTOS



CHINCHETAS

BASE 2,5 mm · LONGITUD DEL VÁSTAGO 3 mm · NO ESTÉRIL · HUESO II, III, IV

CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas en Ti Gr5.
- Compatibles con la mayoría de los sistemas.
- Fácil manejo en la colocación.
- Respuesta firme y duradera sobre el material fijado.

COMPLEMENTOS

APLICADOR

- Mango anatómico y ligero.
- Fabricado en aleación aeronáutica de aluminio y zinc.
- Punta desmontable de acero inoxidable.



PORTACHINCHETAS

- Fabricadas acero inoxidable.
- Capacidad para 14 chinchetas



MARTILLO

- Diseño ergonómico, ligero y resistente.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Ranura en el mango que favorece el agarre.



KIT SPECIALIST

- Diseñado para tenerlo todo organizado y listo para la cirugía.
- Caja fabricada en polímero de grado médico.
- Se puede esterilizar en autoclave junto al martillo, el organizador y el aplicador de chinchetas.
- Se incluye también un bote de rascadores de hueso Safescraper (3 uds.) y 10 chinchetas Tufftack de 3 mm.

TORNILLOS TENT POLE Y KIT B-BLOCK

TORNILLOS "TENT POLE"

CARACTERÍSTICAS

- Fabricados en titanio

INDICACIONES

- Defectos verticales, horizontales y 3D

KIT B-BLOCK

CARACTERÍSTICAS

- Set de injertos de tornillos para la técnica de tienda de campaña.
- Contiene: Mango para destornillador, estornillador corto para contra-ángulo 1,6, fresa guía y fresa de inserción.



RASCADOR ÓSEO

SAFESCRAPER TWIST

SAFESCRAPER TWIST

- Recolector óseo de hueso cortical autólogo, ideal para todo tipo de defectos.
- Mínimamente invasivo.
- El hueso extraído puede almacenarse temporalmente en condiciones asépticas.
- Permite hacer recolecciones grandes y pequeñas
- Cada tubo contiene 3 unidades envasados individualmente



¡PIDE AQUÍ
TU DEMO!

ESCÁNERES INTRAORALES

3shape 

MEJOR PARA ELLOS. MEJOR PARA TI

Embárcate en el mundo de la odontología digital de la mano de 3Shape TRIOS® y descubre todas sus ventajas. 3Shape te ofrece una forma **más rápida, más cómoda y más sencilla** de realizar impresiones.

TRIOS 3 WIRED



HAY UNA RAZÓN POR LA QUE TE ENCANTA

- Impresiones precisas de escaneo y envío.
- Colores realistas.
- 3 "Engagement Apps" incluidas.
- Soporte mejorado más ligero, más pequeño y con menos cables.
- Compatible con Invisalign

TRIOS 5 WIRELESS



HIGIÉNICO, ERGONÓMICO. MENOS ESFUERZO

- Más pequeño, más ligero. Se adapta perfectamente a la mano.
- Nueva tecnología ScanAssist (perfectos resultados de escaneo)
- Trios Share, mejora la conectividad

TRIOS CORE WIRED



PRECISO. RÁPIDO. FÁCIL. ¡COMO SIEMPRE!

- Basado en IA
- Precisión y velocidad de escaneo extraordinaria
- Pensado para flujos de trabajo de envío al laboratorio



Catálogo 3Shape
DESCÁRGALO AQUÍ

MEDIT

MEDIT I700: ESCANEADO ERGONÓMICO Y LIGERO

- **Diseño Ergonómico y ligero**, ¡solo 245g!
- **Escaneado rápido y preciso** manteniendo la precisión de los datos.
- **Tecnología de iluminación** que mejora la calidad de las capturas y se adapta a diferentes condiciones de luz.
- **Compatibilidad y conectividad** con diferentes software y equipos
- **Facilidad de uso y manejo**

DISPONIBLE TAMBIÉN MEDIT i900



Catálogo Medit i700
DESCÁRGALO AQUÍ



IMPRESIÓN 3D



ODONTOLOGÍA DIGITAL DE VANGUARDIA

El **ecosistema completo de SprintRay** incluye diseño con IA, impresiones de gran precisión y posprocesamientos sencillos, para que puedas pasar **del escaneado a la impresión en menos de una hora**, todo ello con una formación mínima.



IMPRESIÓN 3D

VER +



SPRINTRAY PRO S

Una impresora más inteligente. Una solución más inteligente.

- Fácil de aprender, muy rápida y versátil.
- Disponible en 2 resoluciones diferentes Pro 95S y Pro 55S



SPRINTRAY PRO 2

Rendimiento y precisión.

- 3 veces más precisa.
- Rendimiento multiplicado por 4
- Mayor compatibilidad entre diferentes flujos de trabajo



CURADO

VER +



PROCURE 2

El más avanzado sistema de poscurado.

- Muy rápido
- Permite verdaderos flujos de trabajo en clínica
- No necesita calentamiento, puede arrancar del inmediato



NANOCURE

Eleva las impresiones a un nuevo nivel de excelencia mecánica y estética.

- Combinación de velocidad, potencia y química.
- Acelera el flujo de trabajo.
- Formato compacto



LAVADO Y SECADO

VER +



PROWASH S

Más limpio, más rápido.

- Lavado en 2 fases
- Secado completo de las piezas impresas en solo 9 minutos



MATERIALES DE IMPRESIÓN

Te presentamos nuestra **selección de resinas para impresión dental 3D** desarrolladas y probadas para obtener resultados de alta calidad y sacar el máximo partido a las impresoras SprintRay. Disponemos de una gran selección de materiales biocompatibles y de modelos.

Listado precios resina
DESCÁRGALO AQUÍ



SURGICAL GUIDE 3	Guías quirúrgicas
CASTABLE RED	Modelos fundibles
STUDY MODEL 2 WHITE	Modelos de encerado
DIE AND MODEL 2 TAN	Modelos dentales
DIE AND MODEL 2 GREY	Modelos para alineadores
NIGHT GUARD FLEX	Férulas de descarga flexible
TEMPORARY CROWN & TEETH	Prótesis de prueba

KEYDENTURE TRY-IN	Prótesis de prueba biocompatibles
VARSEOSMILE PLUS	Carillas y coronas definitivas
CERAMIC CROWN	Coronas definitivas
KEYMASK	Encías para modelos
ONX TOUGH 2	Prótesis híbridas fijas

FRESADORA CAD/CAM

CORITEC 150I SERIES

Presentamos una fresadora compacta, ideal para laboratorios pequeños y clínicas. **Procesa discos y bloques con precisión**, permitiendo crear pilares, férulas y rectificar bloques CAD/CAM. Compatible con Bihopp® Elegance, ofrece versatilidad en diversas aplicaciones dentales.



PMMA	glass ceramics	Standard holder	1-fold universal adapter	Full Dentures	Crown, bridge	Inlay, Onlay, Veneer	Hybrid Abutment	Splint
Zr	COMPOSITE							
PEEK	SINT	C Clamp	Block / PreMilled Abutment	manual clamping system	Full Denture	Model	Drilling template	Model casting
WAX	PreFab-Abutments							
CoCr	Ti				Bridge	Telescopic technology	Abutment	Hybrid machining



Catálogo Coritec 150i
DESCÁRGALO AQUÍ



TERMOFORMADORA

MINISTAR S®

Nuestra termoformadora de alta precisión **crea férulas, protectores bucales y dispositivos dentales** con un ajuste perfecto. Con tecnología avanzada y diseño intuitivo, garantiza resultados rápidos y personalizados, mejorando la comodidad y efectividad en cada tratamiento.

CENTRÍFUGA CLÍNICA

Excelente dispositivo para la **obtención de material autólogo de regeneración** que permite obtención de concentrado de factores de crecimiento para múltiples aplicaciones, obteniendo unos niveles de vascularización 2,5 veces más rápida que con la clásica técnica de PRF.



MONITORIZADOR DE OSTEointegración

OSSEO 100

Osseo 100 mide la osteointegración y estabilidad del implante, ayudando a los profesionales a determinar el momento óptimo para la fase protésica. Con más de 800 estudios respaldando su tecnología RFA, ofrece seguridad basada en evidencia científica para mejores resultados clínicos.

MICROMOTORES

Disponemos de sistemas de micromotores compactos y ligeros, con tecnología de calibración avanzada, en colaboración con marcas de prestigio como NKS y W&H Ibérica.

NSK

SURGIC PRO 2 (CON LUZ)



OPERABILIDAD-SEGURIDAD-CONECTIVIDAD

- Potencia hasta 80 Ncm.
- Experiencia de trabajo más efectiva, segura y cómoda.
- Display sensible y seguro.
- Luz LED de color de alta resolución: mayor visibilidad.
- Silencioso y suave.
- Máxima precisión de torque.
- Conexión inalámbrica con múltiples dispositivos.
- Ligero pedal de control inalámbrico.

W&H

IMPLANTMED CLASSIC SI-923



ERGONÓMICO-SENCILLO-POTENTE

- Fácil de manejar.
- Torque de 5,5 Ncm.
- Amplio rango de revoluciones: de 300 a 40.000 rpm en el micromotor.
- Limitación exacta del torque: de 5 a 70 Ncm.
- Función de mecanizado para realizar roscas en el hueso.
- Micromotor con cable, termodesinfectable y esterilizable.

PIEZOELÉCTRICOS

Conoce nuestros piezoeléctricos ultrasónicos con potentes sistemas LED, diseñados para aplicaciones como cirugía ósea, elevación de seno, cirugía periodontal y endodóntica. Estos equipos ofrecen precisión y eficiencia, asegurando procedimientos quirúrgicos seguros y efectivos.

NSK

VARIOSURG 3



UN ULTRASONIDO DE RENDIMIENTO EXCEPCIONAL

- Pieza de mano más ligera
- 3 modos: cirugía, endodoncia y periodoncia.
- 9 programas: cirugía (x5), endodoncia (x2) y periodoncia (x2).
- Luz led regulable.
- Función de retroalimentación.
- Función de puesta a punto automática.

W&H

PIEZOMED CLASSIC



MÁXIMA POTENCIA, MÍNIMA INVASIÓN

- Reconocimiento automático del inserto.
- 3 programas individualizados.
- Función Boost: permite incrementar la potencia un 20% durante un corto periodo de tiempo.
- Iluminación perfecta, gracias a su anillo LED.
- Refrigeración eficaz, el spray sale muy cerca de la zona de trabajo del inserto.
- Pieza de mano con módulo de LED y cable, termodesinfectable y esterilizable.

Ofertas NSK hasta 31/12/2024

DESCÁRGALAS AQUÍ



Ofertas W&H hasta 31/12/2024

DESCÁRGALAS AQUÍ



Catálogo de productos
de Armonización Orofacial

DESCÁRGALO AQUÍ



ARMONIZACIÓN OROFACIAL

Soluciones innovadoras que llegan a tu clínica para quedarse y transformar la experiencia de tus pacientes.

**SOLICITA
+INFO
AQUÍ**


En el sector odontológico son cada vez más los pacientes que demandan tratamientos que no solo mejoren su salud oral, sino que también contribuyan a una mejor apariencia facial. Para poder ampliar la práctica en las clínicas dentales y cubrir dicha demanda, MIO ofrece una selección exclusiva de productos de estética facial adaptados específicamente para el tercio inferior del rostro, área en la que los odontólogos pueden trabajar con eficacia y seguridad: ácido hialurónico, hilos tensores, mascarillas... A través de nuestra alianza con marcas reconocidas, proporcionamos productos de vanguardia que permiten a los profesionales del sector **alcanzar resultados excepcionales y satisfacer las necesidades estéticas de sus pacientes.**

M1 



APOSTAMOS POR LA CIENCIA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN

Descubre la experiencia de aprender con nosotros



En Alpha-Bio Iberia tenemos un claro compromiso con la tecnología y la ciencia. Sabemos que ambos campos son esenciales para el avance de la odontología, y ofrecemos a profesionales del sector como tú, la oportunidad de capacitarse para poder aplicar en la práctica diaria en clínica las técnicas más vanguardistas, con los productos más innovadores del mercado.

Para ello, cada año, organizamos y colaboramos con cursos formativos respaldados por los mejores expertos e instituciones del sector. Cada una de nuestras formaciones es una oportunidad para actualizar tus conocimientos y dominar las últimas técnicas con la confianza y la garantía de poder aplicarlas cada día en tu clínica, mejorando la calidad y el servicio que ofreces a tus pacientes.

**¡Dale un impulso a tu carrera
y descubre la experiencia de aprender con nosotros!**



Oferta Formativa

CONSÚLTALA AQUÍ



Para realizar tu pedido, contacta con nosotros en nuestro **teléfono de atención al cliente 605 834 660** o directamente con tu delegado de zona

contacto@alphabio-iberia.com | alphabio-iberia.com

Envío gratuito 24 horas dentro de la Península en pedidos superiores a 120€. Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, a consultar. Posibilidad de entrega en menos de 24 horas sujeta a suplemento. En pedidos inferiores, el coste del envío es de 8€ + IVA. Medical 10 S.L. solo garantiza el resultado de los procesos, siempre que realicen exclusivamente con los productos que Alpha-Bio Iberia comercializa.