



Pro 2

IMPRESORA 3D DENTAL

RENDIMIENTO Y PRECISIÓN



35 μ m
PRECISIÓN

15+
FLUJOS DE TRABAJO

4x
RENDIMIENTO

PRESENTAMOS

Impresora 3D Pro 2

Pro 2 está construida desde cero para ser la impresora 3D más productiva en odontología.

Tanque de resina

Motor de luz 385 nm

Pantalla táctil adaptada al usuario

Escáner de resina

Precisión de 35 μ m

La tecnología Optical Panel, pendiente de patente, proporciona a la Pro 2 una resolución líder en el sector.

Rendimiento x4

Imprima hasta 6 arcos completos a la vez o utilice el Arch Kit para duplicar la velocidad de impresión.

+15 flujos de trabajo

Imprima férulas de descarga, coronas, modelos, guías quirúrgicas, prótesis, etc.



Plataforma de impresión
del kit estándar

La clave está en la luz

La Pro 2 revoluciona la impresión 3D con la tecnología Optical Panel, pendiente de patente, y un motor de luz UV-A de 385 nm. Esta combinación permite a la Pro 2 manejar geometrías complejas y diseños sofisticados, lo que le permite producir piezas con un detalle y una resistencia excepcionales. Con la Pro 2, puede abordar con confianza proyectos desafiantes, sabiendo que la tecnología ofrece resultados de calidad en todo momento.



Kit estándar

Máx. rendimiento
Área de impresión
4 veces mayor




Arch Kit

Velocidad máxima
2 veces más rápido

Producción flexible


Optimice sus flujos de trabajo con el Arch Kit, que duplica la velocidad de impresión, o con el kit estándar incluido, con capacidad para más de 6 arcos.



Optical Panel

Precisión perfecta

Detalles anatómicos excepcionales: Pro 2 funciona con Optical Panel, un motor de luz reemplazable, pendiente de patente, con una resolución de 35 μm colocado directamente debajo del tanque para que no haya distorsión.



Luz UV-A

El futuro de la innovación en biomateriales: Un LED ultrapotente de 385 nm ofrece un control 4 veces mayor de la profundidad de curado y una absorción óptima del fotoiniciador con una uniformidad lumínica del 96% y propiedades mecánicas mejoradas.




Centrado en el usuario

Una pantalla táctil de 12" con una interfaz de usuario totalmente nueva le ayuda a gestionar el flujo de trabajo de impresión. Un escáner de códigos de barras integrado permite el seguimiento de los dispositivos médicos.

El ecosistema completo de impresión 3D dental

El ecosistema completo de SprintRay incluye diseño con IA, impresiones de gran precisión y posprocesamientos sencillos, para que pueda pasar del escaneado a la impresión en menos de una hora, todo ello con una formación mínima.



PROWASH S

IMPRESORA PRO 2

NANOCURE



Su próximo paso en la
odontología digital.

[sprintray.es](https://www.sprintray.es)

Programe una demo hoy mismo

 **SprintRay**

Brunnenweg, 11
64331 Weiterstadt, Alemania
www.sprintray.es
info.eu@sprintray.com