

TEMOS TUDO O QUE PRECISA

IMPLANTOLOGIA · REGENERAÇÃO · SOLUÇÕES DIGITAIS




DESCUBRA UM MUNDO DE SOLUÇÕES DENTÁRIAS AVANÇADAS



Há mais de 35 anos que Alpha-Bio é reconhecida mundialmente como uma das marcas líderes no domínio da implantologia, comprometida com a excelência, a inovação e os mais elevados padrões de qualidade.

Líder mundial em soluções avançadas de cirurgia, regeneração oral e tecnologia digital para o sector dentário, a Alpha-Bio é uma marca global, com presença em mais de 50 países na Europa, América Latina e Ásia.

A empresa faz parte da **Envista Holdings Corporation**, um grupo de empresas que gere mais de 30 marcas dentárias em todo o mundo.



Somos a Alpha-Bio Iberia.

Há anos que trabalhamos para compreender as suas necessidades e estamos empenhados em encontrar novas soluções na procura de novas soluções adaptadas à sua vida quotidiana, para o ajudar a ter sucesso em cada um dos seus casos.

Colocamos à sua disposição **todo o material e equipamento** de que necessita para a sua prática clínica. Desde os implantes dentários até às soluções protéticas mais avançadas, passando pelos melhores equipamentos para garantir a otimização dos fluxos digitais na sua atividade. Para além disso, oferecemos-lhe a nossa linha de formação através da nossa **Alpha-Bio Academy**.

Queremos ser o seu **parceiro de confiança**, acompanhando-o em todas as etapas para garantir o sucesso da sua clínica.

ÍNDICE



IMPLANTOLOGIA 2

Implantes dentários.....	2
Kit de CiruRgia guiada (Gstk).....	3
ConiPro Complete.....	4



REGENERAÇÃO 6

XenoENXERTO.....	6
Raspador de osso.....	7
Sistemas de fixação.....	7



SOLUÇÕES DIGITAIS 8

EscANNERS intra-orais.....	8
ImpresÃO 3D.....	9



EQUIPAMENTO 10

Fresadora CAD/CAM.....	10
Centrifugadora clínica.....	10
Monitorizador de osteointegração.....	10
máquina de termoformagen.....	10
PiezoelEctriC.....	11
Micromotores.....	11



ESTÉTICA PERIORAL 12



ALPHA-BIO ACADEMY 13

IMPLANTES DENTÁRIOS

A Alpha-Bio Iberia apresenta o seu sistema de implantes dentários. A **simplicidade**, a **qualidade** e a **versatilidade** foram priorizadas no desenvolvimento do seu design. Os implantes Alpha-Bio Iberia são adequados para todos os casos clínicos, tanto simples como complexos.



Catálogo Alpha-Bio TEC
DESCARREGUE-O AQUI



MULTINEO

CONEXÃO CS · CHC · HI

TIPO DE OSSO II, III, IV

BENEFÍCIOS CLÍNICOS

- Óptima estabilidade primária.
- Elevada preservação óssea.
- Os microspins aumentam a superfície do BIC em 20%.
- Reduz a pressão da zona cortical.
- Corpo semelhante a um osteótomo.
- Capacidade de corte eficaz.



MULTINEO NINA

CONEXÃO CS · CHC

TIPO DE OSSO II, III, IV

BENEFÍCIOS CLÍNICOS

- Óptima estabilidade primária.
- Elevada preservação óssea.
- Os microspins aumentam a superfície do BIC em 20%.
- Aumento da adesão ao osso
- Aumento da BIC
- Acelera o processo de cicatrização



DFI

CONEXÃO CS

TIPO DE OSSO I, II, III

BENEFÍCIOS CLÍNICOS

- Estabilização e controlo fáceis durante a colocação.
- Estabilidade a longo prazo.
- Grande área de superfície.



NICE

CONEXÃO CHC

TIPO DE OSSO I, II, III, IV

BENEFÍCIOS CLÍNICOS

- Distribuição melhorada da tensão e da fadiga do implante.
- Suporta uma vasta gama de indicações clínicas.
- Penetração óssea controlada.



ICE

CONEXÃO HI

TIPO DE OSSO I, II, III, IV

BENEFÍCIOS CLÍNICOS

- Distribuição melhorada da tensão e da fadiga do implante.
- Suporta uma vasta gama de indicações clínicas.
- Penetração óssea controlada.



SPIRAL

CONEXÃO HI

TIPO DE OSSO III, IV

BENEFÍCIOS CLÍNICOS

- Elevada condensação óssea.
- Elevada estabilidade inicial.
- Auto-roscante.
- Redirecionamento do implante durante a colocação.
- Penetração em pequenos diâmetros

KIT DE CIRURGIA GUIADA (GSTK)

GUIANDO-O PARA O SUCESSO CLÍNICO

Tudo o que precisa para efetuar **procedimentos de cirurgia guiada precisos e previsíveis**, utilizando um kit completo, autoclavável e com código de cores.



●
PREPARAÇÃO
DO LOCAL

●
OSTEOTOMIA

●
COLOCAÇÃO DE
IMPLANTES

●
FERRAMENTAS E
ACESSÓRIOS


- A disposição modular dos tabuleiros GSTK suporta procedimentos de cirurgia guiada, desde a preparação da cama até à implantação final.

- Compatível com todos os implantes Alpha-Bio Tec., para casos de desdentados totais ou parciais.

- Suportado por uma seleção de software de cirurgia guiada, permitindo-lhe planear os seus casos com o software da sua escolha.



conipro[®] complete



Catálogo ConiPro Complete

DESCARREGUE-O AQUI



CONEXÃO CÔNICA DO PRINCÍPIO AO FIM PARA RESULTADOS PREVISÍVEIS E ESTÉTICOS


ConiPro Complete é uma das soluções protéticas mais avançadas do mercado.

ConiPro é uma filosofia de trabalho baseada numa solução protética premium para implantes de conexão cônica Alpha-Bio, que proporciona uma elevada previsibilidade de tratamento e estética nos resultados clínicos a longo prazo.

Esta Nova Linha incorpora 3 novas características que compõem a filosofia de trabalho “mais tecido, menos titânio”: 1) Conexão cônica CS, que otimiza a vedação implante-pilar; 2) Perfil de emergência super côncavo, que facilita a moldagem dos tecidos moles e 3) Anexos versáteis, que oferecem uma vasta gama de alturas gengivais para várias necessidades clínicas.

Isto traduz-se numa série de benefícios fundamentais para o paciente, tais como a prevenção da infiltração bacteriana e da perda óssea marginal, assegurando a preservação dos tecidos duros e moles em redor do implante. Para além de garantir resultados estéticos elevados e duradouros, adaptados às necessidades de cada paciente.

conipro
complete



SOLUÇÕES PROTÉTICAS

HARMONIA DE DESIGN, SINERGIA CÔNICA

O sistema protético ConiPro completo foi concebido para proporcionar uma **gestão óptima dos tecidos moles e uma estética elevada**, e inclui pilares de cicatrização, transferências de moldeiras abertas e fechadas, pilares temporários e cimentados e componentes CAD/CAM.



Novo perfil de emergência côncavo e anodização dourada



Grande variedade de alturas gengivais com o mesmo perfil de emergência



Concebida para a colocação de implantes subcrestais



Processo de restauração abrangente com resultados estéticos elevados

XENOENXERTO

Os xenoenxertos são materiais derivados de animais utilizados em medicina dentária para **regenerar ou reconstruir tecido ósseo** em diferentes procedimentos. Promovem a formação de novo osso em áreas onde a estrutura óssea foi perdida, proporcionando uma base sólida para futuros implantes.



Preços Regeneração 2024
DESCARREGUE-O AQUI



SUBSTITUTOS ÓSSEOS



MATRIXOSS™

ORIGEM: PORCINA

APRESENTAÇÃO: FRASCO OU SERINGA

CARACTERÍSTICAS

- Estrutura de micro e macro poros, que facilita a adesão das células.
- Elevada porosidade que favorece a formação de novos capilares sanguíneos, favorecendo a formação de novo osso.

INDICAÇÕES

- Sinus Lifts
- Defeitos periodontais infra-ósseos

MEMBRANAS REABSORVÍVEIS



MATRIXFLEX™

ESPESSURA 0.5 mm

TEMPO DE REABSORÇÃO 3-4 MESES

CARACTERÍSTICAS

- Membrana de colagénio altamente purificada de origem porcina.
- Reabsorção rápida.
- Elasticidade moderada.

INDICAÇÕES

- Técnica da salsicha.
- Defeitos de morfologia irregular.
- Regeneração em largura.

MATRIXDERM™

ESPESSURA 0.3-0.5 mm

TEMPO DE REABSORÇÃO 6-9 MESES

CARACTERÍSTICAS

- Membrana de colagénio da derme de porcina.
- Reabsorção média.

INDICAÇÕES

- Defeitos que requerem um tempo de cicatrização mais longo
- Tratamentos periodontais.

MATRIXDERM™ EXT.

ESPESSURA 0.5-0.7 mm

TEMPO DE REABSORÇÃO 9-12 MESES

CARACTERÍSTICAS

- Membrana de colagénio derivada da derme de porcina.
- Reabsorção lenta

INDICAÇÕES

- Cirurgias que requerem uma membrana mais firme e um tempo de reabsorção mais longo.



SISTEMAS DE FIXAÇÃO

PINOS E ACESSÓRIOS



PINOS

BASE 2,5 mm · COMPRIMENTO DO CAULE 3 mm · NÃO ESTÉRIL · OSSO II, III, IV

CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas em Ti Gr5.
- Fácil manuseamento durante a instalação.
- Compatível com a maioria dos sistemas.
- Resposta firme e duradoura sobre o material fixado.

COMPLEMENTOS

APLICADOR

- Pega anatômica e leve.
- Fabricado em liga de alumínio aeronáutico e zinco.
- Ponta amovível em aço inoxidável.



SUportes DE PINOS

- Fabricado em aço inoxidável.
- Capacidade para 14 pinos.



MARTELO

- Design ergonômico, leve e resistente.
- Fabricada em aço inoxidável.
- Ranhura no cabo para melhor aderência.



KIT SPECIALIST

- Concebida para manter tudo organizado e pronto para a cirurgia.
- Estojo em polímero de qualidade médica.
- Autoclavável, juntamente com o martelo, o organizador e o aplicador de tachas.
- Inclui também um frasco de raspadores de ossos Safescraper (3 peças) e 10 tachas Tufftack de 3 mm.

PARAFUSOS TENT POLE Y KIT B-BLOCK

PARAFUSOS "TENT POLE"

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado em titânio

INDICAÇÕES

- Defeitos verticais, horizontais e 3D

KIT B-BLOCK

CARACTERÍSTICAS

- Conjunto de inserção de parafusos para técnica de tenda.
- Contém: Cabo de chave de parafusos, chave de parafusos curta para peça de mão contra-ângulo 1.6, broca guia e broca de inserção.



RASPADOR DE OSSO

SAFESCRAPER TWIST

SAFESCRAPER TWIST

- Colhedor de osso cortical autólogo, ideal para todos os tipos de defeitos.
- Minimamente invasivo.
- O osso colhido pode ser armazenado temporariamente em condições assépticas.
- Permite colheitas grandes e pequenas.
- Cada tubo contém 3 unidades embaladas individualmente.



ENCOMENDE
A SUA DEMO
AQUI!

ESCANNERS INTRA-ORAIS

3shape 

MELHOR PARA ELES. MELHOR PARA SI

Embarque no mundo da medicina dentária digital com 3Shape TRIOS® e descubra todas as suas vantagens. 3Shape oferece-lhe uma forma **mais rápida, mais confortável e mais fácil** de fazer impressões.

NOVO TRIOS 6 | TECNOLOGIA DE DIGITALIZAÇÃO REVOLUCIONÁRIA



- Qualidade de digitalização TRIOS redefinida e tecnologia hiperspectral avançada
- Revisão de diagnósticos com o novo DxPlus, assistido por IA, que oferece resultados objetivos e consistentes para cáries, desgaste dentário, recessão gengival e placa bacteriana.
- Comunicação com o paciente redefinida com a nova aplicação DENTAL HEALTH.

TRIOS 3 WIRED



HÁ UMA RAZÃO PARA O ADORARES

- Digitalização exacta e impressões de entrega.
- Cores realistas.
- 3 "Engagment Apps" incluídas
- Suporte melhorado mais leve, mais pequeno e com menos fios.
- Compatível com Invisalign

TRIOS 5 WIRELESS



HIGIÉNICO, ERGONÓMICO. MENOS ESFORÇO

- Mais pequeno, mais leve. Encaixa-se perfeitamente na mão.
- Nova tecnologia ScanAssist (resultados de digitalização perfeitos).
- Trios Share, conectividade melhorada

TRIOS CORE WIRED



PRECISO. RÁPIDO. FÁCIL. COMO SEMPRE!

- Basado em IA
- Excelente velocidade e precisão de digitalização.
- Concebida para fluxos de trabalho de submissão de laboratórios.



Catálogo 3Shape

DESCARREGUE-O AQUI

MEDIT

MEDIT I700: DIGITALIZAÇÃO ERGONÓMICA E LEVE

- **Design ergonómico e leve**, apenas 245g!
- **Digitalização rápida e precisa**, mantendo a exatidão dos dados.
- **Tecnologia de iluminação** que melhora a qualidade da captura e se adapta a diferentes condições de luz.
- **Compatibilidade e conectividade** com diferentes softwares e equipamentos.
- **Facilidade de utilização e manuseamento**

TAMBÉM DISPONÍVEL MEDIT i900



Catálogo Medit i700

DESCARREGUE-O AQUI



IMPRESSÃO 3D



ODONTOLOGIA DIGITAL DE ÚLTIMA GERAÇÃO

O **ecossistema completo do SprintRay** inclui design com IA, impressão de alta precisão e pós-processamento fácil, para que possa ir **da digitalização à impressão em menos de uma hora**, tudo com o mínimo de formação.



VER +

	SPRINTRAY PRO S	Uma impressora mais inteligente. Uma solução mais inteligente - Fácil de aprender, muito rápida e versátil. - Disponível em 2 resoluções diferentes: Pro 95S e Pro 55S.	
	SPRINTRAY PRO 2	Desempenho e precisão. 3 vezes mais exato. - Desempenho multiplicado por 4 - Maior compatibilidade entre diferentes fluxos de trabalho.	
	MIDAS	As restaurações nunca foram tão simples e rápidas - Imprime restaurações completas em poucos minutos. - Com o software AI Studio, gera designs através de IA. - As suas cápsulas permitem trabalhar com resinas de alta densidade.	

CURADO

VER +

	PROCURE 2	O mais avançado sistema de pós-cura. - Muito rápido. - Permite verdadeiros fluxos de trabalho em clínica. - Não necessita de aquecimento, pode ser iniciado imediatamente	
	NANOCURE	Eleva a impressão a um novo nível de excelência mecânica e estética. - Combinação de velocidade, potência e química. - Acelera o fluxo de trabalho. - Formato compacto	

LAVADO Y SECADO

VER +

	PROWASH S	Mais limpo, mais rápido. - Lavagem em 2 fases - Secagem completa das peças impressas em apenas 9 minutos.	
--	------------------	--	------

MATERIAIS DE IMPRESSÃO

Apresentamos a **nossa seleção de resinas de impressão 3D dentárias** desenvolvidas e testadas para obter resultados de alta qualidade e para tirar o máximo partido das impressoras SprintRay. Temos uma grande seleção de materiais e modelos biocompatíveis disponíveis.

Listado precios resina
DESCARREGUE-O AQUI

SURGICAL GUIDE 3	Guías quirúrgicas	CERAMIC CROWN CAP.	Restauraciones definitivas Midas
DIE AND MODEL 2 TAN	Modelos dentales	VARSEOSMILE CROWN PLUS	Carillas y coronas definitivas
DIE AND MODEL 2 GREY	Modelos para alineadores	VARSEOSMILE TEMP	Coronas, puentes, inlays onlays y veneers temp.
NIGHT GUARD FLEX	Férulas de descarga flexible	KEYMASK	Encías para modelos
GINGIVA MASK	Modelos de encía	KEYSPLINT SOFT™	Férulas de descarga flexibles
TEMP.CROWN & TEETH	Prótesis de prueba	KEYSPLINT HARD™	Férulas de descarga rígidas
CROWN	Coronas, inlays, onlays y carillas	KEYDENTURE TRY-IN	Prótesis de prueba bio-compatibles
CERAMIC CROWN	Coronas definitivas		
ONX TOUGH 2	Prótesis híbridas fijas		

FRESADORA CAD/CAM

CORITEC 150I SERIES

Apresentamos uma fresadora compacta, ideal para pequenos laboratórios e clínicas. **Processa discos e blocos com precisão**, permitindo-lhe criar pilares, talas e retificar blocos CAD/CAM. Compatível com a Bihopp® Elegance, oferece versatilidade numa variedade de aplicações dentárias.



Catálogo Coritec 150i
DESCARREGUE-O AQUI



MÁQUINA DE TERMOFORMAGEN

MINISTAR S®

A nossa máquina de termoformagem de alta precisão **cria talas, protecções bucais e aparelhos dentários** perfeitamente ajustados. Com tecnologia avançada e design intuitivo, garante resultados rápidos y personalizados, mejorando la comodidad y efectividad en cada tratamiento.

CENTRIFUGADORA CLÍNICA

Excelente dispositivo para **obtenção de material de regeneração autólogo** que permite obter concentrado de factores de crescimento para múltiplas aplicações, obtendo níveis de vascularização 2,5 vezes mais rápidos do que com a técnica clássica de PRF.



MONITORIZADOR DE OSTEointegração

OSSEO 100

O Osseo 100 mede a **osseointegração e a estabilidade do implante**, ajudando os profissionais a determinar o momento ideal para a fase protética. Com mais de 800 estudos que apoiam a sua tecnologia RFA, oferece segurança baseada em provas para melhores resultados clínicos.

MICROMOTORES

Disponemos de sistemas de micromotores compactos e leves, com tecnologia de calibração avançada, em colaboração com marcas de prestígio como a NSK e a W&H Ibérica.



SURGIC PRO 2 (COM LUZ)



IMPLANTMED CLASSIC SI-923



OPERACIONALIDADE-SEGURANÇA-CONECTIVIDADE

- Potência até 80 Ncm.
- Experiência de trabalho mais eficaz, segura e confortável.
- Ecrã sensível e seguro.
- Luz LED colorida de alta resolução: maior visibilidade.
- Silencioso e suave.
- Máxima precisão de binário.
- Ligação sem fios a vários dispositivos.
- Controlo de pé leve e sem fios.

ERGONÓMICO-SIMPLES-PODEROSO

- Fácil de manusear.
- Binário de 5,5 Ncm.
- Ampla gama de velocidades: de 300 a 40.000 rpm no micromotor.
- Limitação exacta do binário: 5 a 70 Ncm.
- Função de maquinagem para roscas de ossos.
- Micromotor com fio, termodesinfetável e esterilizável.

PIEZOELECTRIC

Conheça os nossos piezoeléctricos ultra-sónicos com potentes sistemas LED, concebidos para aplicações como cirurgia óssea, elevação do seio maxilar, cirurgia periodontal e endodôntica. Estes dispositivos oferecem precisão e eficiência, garantindo procedimentos cirúrgicos seguros e eficazes.



VARIOSURG 3



PIEZOMED CLASSIC



UM DESEMPENHO EXCECIONAL DOS ULTRA-SONS

- Peça de mão mais leve
- 3 modos: cirurgia, endodontia e periodontia.
- 9 programas: cirurgia (x5), endodontia (x2) e periodontia (x2).
- Luz LED ajustável.
- Função de feedback.
- Função de configuração automática.

POTÊNCIA MÁXIMA, INVASÃO MÍNIMA

- Reconhecimento automático de inserções.
- 3 programas individuais.
- Função Boost: aumenta a potência em 20% durante um curto período de tempo.
- Iluminação perfeita, graças ao anel LED.
- Arrefecimento eficaz, o spray sai muito próximo da zona de trabalho da pastilha.
- Peça de mão com módulo LED e cabo, termodesinfetável e esterilizável.

Ofertas NSK até 31/08/2025

DESCARREGUE-AS AQUI



Ofertas W&H hasta 31/12/2025

DESCARREGUE-AS AQUI

NOVO CATÁLOGO!

DESCARREGAR AQUI



SAIBA
MAIS
AQUI

Estética Perioral

Soluções inovadoras que chegam a sua clínica para ficar e transformar experiência dos seus pacientes

No sector dentário, cada vez mais pacientes exigem tratamentos que não só melhorem a sua saúde oral, mas também contribuam para uma melhor aparência facial. Para expandir a prática nas clínicas dentárias e responder a esta procura, a M10 oferece uma seleção exclusiva de produtos de estética facial especificamente adaptados ao terço inferior do rosto, uma área onde os dentistas podem trabalhar de forma eficaz e segura: ácido hialurónico, fios tensores, máscaras... Através da nossa aliança com marcas de renome, colocamos à disposição produtos de vanguarda que permitem aos profissionais do sector **obter resultados excepcionais e responder às necessidades estéticas dos seus pacientes.**



ESTAMOS EMPENHADOS DA CIÊNCIA ATRAVÉS DA FORMAÇÃO

Descubra a experiência de aprender connosco



Na Alpha-Bio Iberia temos um claro compromisso com a tecnologia e a ciência. Sabemos que ambos os campos são essenciais para o avanço da medicina dentária, e oferecemos aos profissionais do sector, como você, a oportunidade de se formarem para poderem aplicar as técnicas mais avançadas na prática clínica diária, com os produtos mais inovadores do mercado.

Para isso, todos os anos organizamos e colaboramos com cursos de formação apoiados pelos melhores especialistas e instituições do sector. Cada um dos nossos cursos de formação é uma oportunidade para atualizar os seus conhecimentos e dominar as técnicas mais recentes com a confiança e a garantia de poder aplicá-las diariamente na sua clínica, melhorando a qualidade e o serviço que oferece aos seus pacientes.



***Dê um impulso á sua carreira
e descubra a experiência de aprender connosco!***



Oferta de formação

VER AQUI



Para efetuar a sua encomenda, contacte-nos através do número de telefone **(+351) 915 286 013**
ou diretamente com o seu delegado de zona

contacto@alphabio-iberia.com | alphabio-iberia.com

Entrega gratuita em 24 horas na Península Ibérica para encomendas superiores a 120€. Ilhas Canárias, Ilhas Baleares, Ceuta e Melilla, a consultar. Possibilidade de entrega em menos de 24 horas sujeita a suplemento. Para encomendas inferiores, o custo de envio é de 8€ + IVA. A Medical 10 S.L. apenas garante os resultados dos processos, desde que estes sejam efectuados exclusivamente com produtos comercializados pela Alpha-Bio Iberia.