

TEMOS TUDO O QUE PRECISA

IMPLANTOLOGIA · REGENERAÇÃO · SOLUÇÕES DIGITAIS




DESCUBRA UM MUNDO DE SOLUÇÕES DENTÁRIAS AVANÇADAS



Há mais de 35 anos que Alpha-Bio é reconhecida mundialmente como uma das marcas líderes no domínio da implantologia, comprometida com a excelência, a inovação e os mais elevados padrões de qualidade.

Líder mundial em soluções avançadas de cirurgia, regeneração oral e tecnologia digital para o sector dentário, a Alpha-Bio é uma marca global, com presença em mais de 50 países na Europa, América Latina e Ásia.

A empresa faz parte da **Envista Holdings Corporation**, um grupo de empresas que gere mais de 30 marcas dentárias em todo o mundo.



Somos a Alpha-Bio Iberia.

Há anos que trabalhamos para compreender as suas necessidades e estamos empenhados em encontrar novas soluções na procura de novas soluções adaptadas à sua vida quotidiana, para o ajudar a ter sucesso em cada um dos seus casos.

Colocamos à sua disposição **todo o material e equipamento** de que necessita para a sua prática clínica. Desde os implantes dentários até às soluções protéticas mais avançadas, passando pelos melhores equipamentos para garantir a otimização dos fluxos digitais na sua atividade. Para além disso, oferecemos-lhe a nossa linha de formação através da nossa **Alpha-Bio Academy**.

Queremos ser o seu **parceiro de confiança**, acompanhando-o em todas as etapas para garantir o sucesso da sua clínica.

ÍNDICE



IMPLANTOLOGIA 2

Implantes dentários.....	2
Cirurgia guiada.....	3
ConiPro Complete.....	4
Alpha Arch.....	5



REGENERAÇÃO 6

Xenoenxerto.....	6
Raspador de osso.....	7
Sistemas de fixação.....	7



SOLUÇÕES DIGITAIS..... 8

Escanners intra-orais.....	8
Impressão 3D.....	9



EQUIPAMENTO..... 10

Fresadora CAD/CAM.....	10
Monitorizador de osteointegração.....	10
Piezoelectric.....	11
Micromotores.....	11



ESTÉTICA 12



ALPHA-BIO ACADEMY 13



IMPLANTES DENTÁRIOS

A Alpha-Bio Iberia apresenta o seu sistema de implantes dentários. A **simplicidade**, a **qualidade** e a **versatilidade** foram priorizadas no desenvolvimento do seu design. Os implantes Alpha-Bio Iberia são adequados para todos os casos clínicos, tanto simples como complexos.



Catálogo Alpha-Bio TEC
DESCARREGUE-O AQUI



MULTINEO

CONEXÃO CS · CHC · HI

TIPO DE OSSO II, III, IV

BENEFÍCIOS CLÍNICOS

- Óptima estabilidade primária.
- Elevada preservação óssea.
- Os microspins aumentam a superfície do BIC em 20%.
- Reduz a pressão da zona cortical.
- Corpo semelhante a um osteótomo.
- Capacidade de corte eficaz.



MULTINEO NINA

CONEXÃO CS · CHC

TIPO DE OSSO II, III, IV

BENEFÍCIOS CLÍNICOS

- Óptima estabilidade primária.
- Elevada preservação óssea.
- Os microspins aumentam a superfície do BIC em 20%.
- Aumento da processo de osteointegração
- Aumento da BIC
- Acelera o processo de cicatrização



DFI

CONEXÃO CS

TIPO DE OSSO I, II, III

BENEFÍCIOS CLÍNICOS

- Estabilização e controlo fáceis durante a colocação.
- Estabilidade a longo prazo.
- Grande área de superfície.



NICE

CONEXÃO CHC

TIPO DE OSSO I, II, III, IV

BENEFÍCIOS CLÍNICOS

- Distribuição melhorada da tensão e da fadiga do implante.
- Suporta uma vasta gama de indicações clínicas.
- Penetração óssea controlada.



ICE

CONEXÃO HI

TIPO DE OSSO I, II, III, IV

BENEFÍCIOS CLÍNICOS

- Distribuição melhorada da tensão e da fadiga do implante.
- Suporta uma vasta gama de indicações clínicas.
- Penetração óssea controlada.



SPIRAL

CONEXÃO HI

TIPO DE OSSO III, IV

BENEFÍCIOS CLÍNICOS

- Elevada condensação óssea.
- Elevada estabilidade inicial.
- Auto-roscante.
- Redirecionamento do implante durante a colocação.
- Penetração em pequenos diâmetros

KIT DE CIRURGIA GUIADA (GSTK)

GUIANDO-O PARA O SUCESSO CLÍNICO

Tudo o que precisa para efetuar **procedimentos de cirurgia guiada precisos e previsíveis**, utilizando um kit completo, autoclavável e com código de cores.



●
PREPARAÇÃO
DO LOCAL

●
OSTEOTOMIA

●
COLOCAÇÃO DE
IMPLANTES

●
FERRAMENTAS E
ACESSÓRIOS

ISTO INTERESSA-TE

Ajudamos-te a planear a tua Cirurgia Guiada

Em colaboração com a D3D, colocamos á tua disposição um **serviço especializado em planeamento digital, desenho e impressão 3D de guias cirúrgicas**.

- Precisão e previsibilidade em cada caso.
- Acompanhamento especializado durante todo o fluxo de trabalho.
- Maior segurança para o profissional e para o paciente

Se queres saber mais
DESCARREGA+ INFO AQUI




AlphaBio
Iberia

D3D
Imagem dental | Impressão 3D



conipro[®] complete



Catálogo ConiPro Complete

DESCARREGUE-O AQUI



CONEXÃO CÔNICA DO PRINCÍPIO AO FIM PARA RESULTADOS PREVISÍVEIS E ESTÉTICOS

ConiPro Complete é uma das soluções protéticas mais avançadas do mercado.

ConiPro é uma filosofia de trabalho baseada numa solução protética premium para implantes de conexão cônica Alpha-Bio, que proporciona uma elevada previsibilidade de tratamento e estética nos resultados clínicos a longo prazo.

Esta Nova Linha incorpora 3 novas características que compõem a filosofia de trabalho “mais tecido, menos titânio”: 1) Conexão cônica CS, que otimiza a vedação implante-pilar; 2) Perfil de emergência super côncavo, que facilita a moldagem dos tecidos moles e 3) Anexos versáteis, que oferecem uma vasta gama de alturas gengivais para várias necessidades clínicas.

Isto traduz-se numa série de benefícios fundamentais para o paciente, tais como a prevenção da infiltração bacteriana e da perda óssea marginal, assegurando a preservação dos tecidos duros e moles em redor do implante. Para além de garantir resultados estéticos elevados e duradouros, adaptados às necessidades de cada paciente.

ALPHA™ ARCH

NOVO!

UNINDO ESTABILIDADE, ESTÉTICA E CONFIANÇA

O Alpha Arch é uma solução integral **para reabilitações totais e parciais de arcada**, que potencia a estabilidade, a estética e a confiança clínica. Representa uma filosofia clínica que integra biomecânica, excelência estética, eficiência no fluxo de trabalho e previsibilidade a longo prazo.



BENEFÍCIOS CLÍNICOS



Flexibilidade e versatilidade protética



Estética melhorada e previsível



Fluxo de trabalho simplificado e eficiente



Maior estabilidade tecidual

DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA



PILARES MULTI-UNIT



PILARES DE CICATRIZAÇÃO



PILARES TEMPORÁRIOS



SCAN BODIES



COPINGS ADESIVO



TRANSFERS DE MOLDEIRA ABERTA



PILAR CALCINÁVEL



TRANSFERS DE MOLDEIRA FECHADA



PARAFUSO DINÂMICO

XENOENXERTO

Os xenoenxertos são materiais derivados de animais utilizados em medicina dentária para **regenerar ou re-construir tecido ósseo** em diferentes procedimentos. Promovem a formação de novo osso em áreas onde a estrutura óssea foi perdida, proporcionando uma base sólida para futuros implantes.

Preços Regeneração 2024
DESCARREGUE-O AQUI



SUBSTITUTOS ÓSSEOS



MATRIXOSS™

ORIGEM: PORCINA

APRESENTAÇÃO: FRASCO OU SERINGA

CARACTERÍSTICAS

- Estrutura de micro e macro poros, que facilita a adesão das células.
- Elevada porosidade que favorece a formação de novos capilares sanguíneos, favorecendo a formação de novo osso.

INDICAÇÕES

- Sinus Lifts
- Defeitos periodontais infra-ósseos

MEMBRANAS REABSORVÍVEIS



MATRIXFLEX™

ESPESSURA 0.5 mm

TEMPO DE REABSORÇÃO 3-4 MESES

CARACTERÍSTICAS

- Membrana de colagénio altamente purificada de origem porcina.
- Reabsorção rápida.
- Elasticidade moderada.

INDICAÇÕES

- Técnica da salsicha.
- Defeitos de morfologia irregular.
- Regeneração em largura.



MATRIXDERM™ EXT.

GROSOR 0.5-0.7 mm

TIEMPO DE REABSORCIÓN 9-12 MESES

CARACTERÍSTICAS

- Membrana de colágeno derivada de dermis porcina.
- Reabsorción lenta

INDICACIONES

- Cirugías que requieran una membrana más firme y de mayor tiempo de reabsorción.

SISTEMAS DE FIXAÇÃO

TACHAS E ACESSÓRIOS



TACHAS

BASE 2,5 mm · COMPRIMENTO DA HASTE 3 mm · NÃO ESTÉRIL · OSSO II, III, IV

BASE 2,5 mm · COMPRIMENTO DA HASTE 3 mm · ESTÉRIL · OSSO I

BASE 2,5 mm · COMPRIMENTO DA HASTE 4 mm · ESTÉRIL · OSSO I

CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas em Ti Gr5.
- Fácil manuseamento durante a instalação.
- Compatível com a maioria dos sistemas.
- Resposta firme e duradoura sobre o material fixado.

COMPLEMENTOS

APLICADOR

- Pega anatômica e leve.
- Fabricado em liga de alumínio aeronáutico e zinco.
- Ponta amovível em aço inoxidável.



SUPORTES DE TACHAS

- Fabricado em aço inoxidável.
- Capacidade para 14 pinos.



MARTELO

- Design ergonômico, leve e resistente.
- Fabricada em aço inoxidável.
- Ranhura no cabo para melhor aderência.




RASPADOR DE OSSO

SAFESCRAPER TWIST

SAFESCRAPER TWIST

- Colhedor de osso cortical autólogo, ideal para todos os tipos de defeitos.
- Minimamente invasivo.
- O osso colhido pode ser armazenado temporariamente em condições assépticas.
- Permite colheitas grandes e pequenas.
- Cada tubo contém 3 unidades embaladas individualmente.



ENCOMENDE
A SUA DEMO
AQUI!

ESCANNERS INTRA-ORAIS

3shape 

MELHOR PARA ELES. MELHOR PARA SI

Embarque no mundo da medicina dentária digital com 3Shape TRIOS® e descubra todas as suas vantagens. 3Shape oferece-lhe uma forma **mais rápida, mais confortável e mais fácil** de fazer impressões.

NOVO TRIOS 6 | TECNOLOGIA DE DIGITALIZAÇÃO REVOLUCIONÁRIA



- Qualidade de digitalização TRIOS redefinida e tecnologia hiperspectral avançada
- Revisão de diagnósticos com o novo DxPlus, assistido por IA, que oferece resultados objetivos e consistentes para cáries, desgaste dentário, recessão gengival e placa bacteriana.
- Comunicação com o paciente redefinida com a nova aplicação DENTAL HEALTH.

TRIOS 3 WIRED



HÁ UMA RAZÃO PARA O ADORARES

- Digitalização exacta e impressões de entrega.
- Cores realistas.
- 3 "Engagment Apps" incluídas
- Suporte melhorado mais leve, mais pequeno e com menos fios.
- Compatível com Invisalign

TRIOS 5 WIRELESS



HIGIÉNICO, ERGONÓMICO. MENOS ESFORÇO

- Mais pequeno, mais leve. Encaixa-se perfeitamente na mão.
- Nova tecnologia ScanAssist (resultados de digitalização perfeitos).
- Trios Share, conectividade melhorada

TRIOS CORE WIRED



PRECISO. RÁPIDO. FÁCIL. COMO SEMPRE!

- Basado em IA
- Excelente velocidade e precisão de digitalização.
- Concebida para fluxos de trabalho de submissão de laboratórios.



Catálogo 3Shape

DESCARREGUE-O AQUI

MEDIT

MEDIT I700: DIGITALIZAÇÃO ERGONÓMICA E LEVE

- **Design ergonómico e leve**, apenas 245g!
- **Digitalização rápida e precisa**, mantendo a exactidão dos dados.
- **Tecnologia de iluminação** que melhora a qualidade da captura e se adapta a diferentes condições de luz.
- **Compatibilidade e conectividade** com diferentes softwares e equipamentos.
- **Facilidade de utilização e manuseamento**

TAMBÉM DISPONÍVEL MEDIT I900



Catálogo Medit i700

DESCARREGUE-O AQUI




IMPRESSÃO 3D



ODONTOLOGIA DIGITAL DE ÚLTIMA GERAÇÃO

O **ecossistema completo do SprintRay** inclui design com IA, impressão de alta precisão e pós-processamento fácil, para que possa ir **da digitalização à impressão em menos de uma hora**, tudo com o mínimo de formação.



IMPRESSÃO 3D		VER +
	SPRINTRAY PRO 2 Desempenho e precisão. • 3 vezes mais exato. • Desempenho multiplicado por 4 • Maior compatibilidade entre diferentes fluxos de trabalho.	 
	MIDAS As restaurações nunca foram tão simples e rápidas • Imprime restaurações completas em poucos minutos. • Com o software AI Studio, gera designs através de IA. • As suas cápsulas permitem trabalhar com resinas de alta densidade.	 
CURADO		VER +
	NANOCURE Eleva a impressão a um novo nível de excelência mecânica e estética. • Combinação de velocidade, potência e química. • Acelera o fluxo de trabalho. • Formato compacto	 
LAVADO Y SECADO		VER +
	PROWASH S Mais limpo, mais rápido. • Lavagem em 2 fases • Secagem completa das peças impressas em apenas 9 minutos.	 

MATERIAIS DE IMPRESSÃO

Apresentamos a **nossa seleção de resinas de impressão 3D dentárias** desenvolvidas e testadas para obter resultados de alta qualidade e para tirar o máximo partido das impressoras SprintRay. Temos uma grande seleção de materiais e modelos biocompatíveis disponíveis.



Listado precios resina
DESCARREGUE-O AQUI



NOVO!
RETAINER
ESCANEA. PLANIFICA. IMPRIME.

Os teus retentores
em menos de uma hora

SURGICAL GUIDE 3	Guías cirúrgicas
DIE AND MODEL 2 TAN	Modelos dentários
DIE AND MODEL 2 GREY	Modelos para alinhadores
NIGHT GUARD FLEX	Goteiras de descarga flexível
GINGIVA MASK	Modelos de gengiva
TEMP.CROWN & TEETH	Próteses provisórias

CROWN	Coroas, inlays, onlays e facetas
CERAMIC CROWN	Coroas definitivas
ONX TOUGH 2	Próteses híbridas fixas
CERAMIC CROWN CAP.	Restaurações definitivas Midas
VARSEOSMILE CROWN PLUS	Facetas e coroas definitivas
VARSEOSMILE TEMP	Coroas, pontes, inlays, onlays e facetas temporárias
KEYMASK	Gengivas para modelos
KEYSPLINT SOFT™	Goteiras de descarga flexíveis
KEYSPLINT HARD™	Goteiras de descarga rígidas
KEYDENTURE TRY-IN	Próteses provisórias biocompatíveis

FRESADORA CAD/CAM

CORITEC 150I SERIES

Apresentamos uma fresadora compacta, ideal para pequenos laboratórios e clínicas. **Processa discos e blocos com precisão**, permitindo-lhe criar pilares, talas e retificar blocos CAD/CAM. Compatível com a Bihopp® Elegance, oferece versatilidade numa variedade de aplicações dentárias.



PMMA	glass ceramics	Standard holder	1-fold universal adapter	Full Dentures	Crown, bridge	Inlay, Onlay, Veneer	Hybrid Abutment	Splint
Zr	COMPOSITE							
PEEK	SINT	C Clamp	Block / PreMilled Abutment	manual clamping system	Full Denture	Model	Drilling template	Model casting
WAX	PreFab-Abutments							
CoCr	Ti				Bridge	Telescopic technology	Abutment	Hybrid machining



Catálogo Coritec 150i

DESCARREGUE-O AQUI

NSK



MONITORIZADOR DE OSTEointegração

OSSEO 100

O Osseo 100 mede a osseointegração e a estabilidade do implante, ajudando os profissionais a determinar o momento ideal para a fase protética. Com mais de 800 estudos que apoiam a sua tecnologia RFA, oferece segurança baseada em provas para melhores resultados clínicos.

MICROMOTORES

Disponemos de sistemas de micromotores compactos e leves, com tecnologia de calibração avançada, em colaboração com marcas de prestígio como a NSK e a W&H Ibérica.

**SURGIC PRO 2 (COM LUZ)****IMPLANTMED CLASSIC SI-923**

OPERACIONALIDADE-SEGURANÇA-CONECTIVIDADE

- Potência até 80 Ncm.
- Experiência de trabalho mais eficaz, segura e confortável.
- Ecrã sensível e seguro.
- Luz LED colorida de alta resolução: maior visibilidade.
- Silencioso e suave.
- Máxima precisão de binário.
- Ligação sem fios a vários dispositivos.
- Controlo de pé leve e sem fios.

ERGONÓMICO-SIMPLES-PODEROSO

- Fácil de manusear.
- Binário de 5,5 Ncm.
- Ampla gama de velocidades: de 300 a 40.000 rpm no micromotor.
- Limitação exacta do binário: 5 a 70 Ncm.
- Função de maquinagem para roscas de ossos.
- Micromotor com fio, termodesinfetável e esterilizável.

PIEZOELECTRIC

Conheça os nossos piezoeléctricos ultra-sónicos com potentes sistemas LED, concebidos para aplicações como cirurgia óssea, elevação do seio maxilar, cirurgia periodontal e endodôntica. Estes dispositivos oferecem precisão e eficiência, garantindo procedimentos cirúrgicos seguros e eficazes.

**VARIOSURG 3****PIEZOMED CLASSIC**

UM DESEMPENHO EXCECIONAL DOS ULTRA-SONS

- Peça de mão mais leve
- 3 modos: cirurgia, endodontia e periodontia.
- 9 programas: cirurgia (x5), endodontia (x2) e periodontia (x2).
- Luz LED ajustável.
- Função de feedback.
- Função de configuração automática.

POTÊNCIA MÁXIMA, INVASÃO MÍNIMA

- Reconhecimento automático de inserções.
- 3 programas individuais.
- Função Boost: aumenta a potência em 20% durante um curto período de tempo.
- Iluminação perfeita, graças ao anel LED.
- Arrefecimento eficaz, o spray sai muito próximo da zona de trabalho da pastilha.
- Peça de mão com módulo LED e cabo, termodesinfetável e esterilizável.

Ofertas NSK até 31/12/2025

DESCARREGUE-AS AQUI



Ofertas W&H hasta 31/12/2025

DESCARREGUE-AS AQUI

NOVO CATÁLOGO!

DESCARREGAR AQUI



SAIBA
MAIS
AQUI

Estética

Soluções inovadoras que chegam a sua clínica para ficar e transformar experiência dos seus pacientes

No sector dentário, cada vez mais pacientes exigem tratamentos que não só melhorem a sua saúde oral, mas também contribuam para uma melhor aparência facial. Para expandir a prática nas clínicas dentárias e responder a esta procura, a M10 oferece uma seleção exclusiva de produtos de estética especificamente adaptados ao terço inferior do rosto, uma área onde os dentistas podem trabalhar de forma eficaz e segura: ácido hialurónico, fios tensores, máscaras... Através da nossa aliança com marcas de renome, colocamos à disposição produtos de vanguarda que permitem aos profissionais do sector **obter resultados excepcionais e responder às necessidades estéticas dos seus pacientes.**



ESTAMOS EMPENHADOS DA CIÊNCIA ATRAVÉS DA FORMAÇÃO

Descubra a experiência de aprender connosco



Na Alpha-Bio Iberia temos um claro compromisso com a tecnologia e a ciência. Sabemos que ambos os campos são essenciais para o avanço da medicina dentária, e oferecemos aos profissionais do sector, como você, a oportunidade de se formarem para poderem aplicar as técnicas mais avançadas na prática clínica diária, com os produtos mais inovadores do mercado.

Para isso, todos os anos organizamos e colaboramos com cursos de formação apoiados pelos melhores especialistas e instituições do sector. Cada um dos nossos cursos de formação é uma oportunidade para atualizar os seus conhecimentos e dominar as técnicas mais recentes com a confiança e a garantia de poder aplicá-las diariamente na sua clínica, melhorando a qualidade e o serviço que oferece aos seus pacientes.



***Dê um impulso á sua carreira
e descubra a experiência de aprender connosco!***



Oferta de formação

VER AQUI



Para efetuar a sua encomenda, contacte-nos através do número de telefone **(+351) 915 286 013**
ou diretamente com o seu delegado de zona

contacto@alphabio-iberia.com | alphabio-iberia.com

Entrega gratuita em 24 horas na Península Ibérica para encomendas superiores a 120€. Ilhas Canárias, Ilhas Baleares, Ceuta e Melilla, a consultar. Possibilidade de entrega em menos de 24 horas sujeita a suplemento. Para encomendas inferiores, o custo de envio é de 8€ + IVA. A Medical 10 S.L. apenas garante os resultados dos processos, desde que estes sejam efectuados exclusivamente com produtos comercializados pela Alpha-Bio Iberia.